


WIRBELPEEK

DISPOSITIVO INTERESPINOSO ANATÓMICO FABRICADO EN PEEK



Su instrumental preciso y eficaz hace que la técnica de colocación sea rápida y mínimamente invasiva.

Diseñado para limitar el movimiento de extensión y mantener inalteradas la flexión, la rotación axial y la inclinación lateral reduciendo la presión posterior del anillo fibroso del disco, el estrechamiento del canal espinal, el abombamiento del ligamento amarillo; logrando una ampliación del foramen intervertebral y una descarga de las facetas articulares. Con el fin de asegurar su fijación y distribuir las cargas, el implante posee un ojal central para amarradura.

INDICACIONES

- Trastornos discales degenerativos
- Estenosis del canal lumbar



*Amarradura para Hueso / Vértebras
cod. 0017-000*

CÓDIGO	MEDIDA
1023-000	8,0mm.
1024-000	10,0mm.
1025-000	12,0mm.
1026-000	14,0mm.
1027-000	16,0mm.

